

» Setvorschlag WHS Sattler - Struma/Carotis «

Pos.	Art.-Nr.	Anz.	Beschreibung
1	01100-51	1	Euroschienenklemme Struma inkl. 1 Spannklemme 25/14
2	01115-16	1	Verbindungsarm Struma/Carotis/Axilla, mit Kugelgelenk und 2 Schnellspannklemmen 8/8
3	01120-16	2	Aufnahmearme mit Gelenk modifiziert für Struma
4	01130-16	4	Schnellspannklemme für Blatthalter 8/8 mm
5	0220	1	Wundhaken n. Langenbeck, 10 x 60 mm Blatthalter 180 mm
6	0218	1	Wundhaken n. Langenbeck, 10 x 40 mm Blatthalter 180 mm
7	0108	2	Wundhaken n. Fritsch, 20 x 20 mm Blatthalter 180 mm
8	0329	2	Wundhaken Richardson, 21 x 25 mm Blatthalter 180 mm
9	0333	2	Wundhaken Richardson, 10 x 24 mm Blatthalter 180 mm
10	1404	1	Wundhaken n. Volkmann 4-Zinker, halbscharf Blatthalter 180 mm

Die Medizintechnik Sattler GmbH ist zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
Richtlinie 93/42/EWG

Kontakt:


Medizintechnik Sattler GmbH
Werkstraße 9
07426 Königsee

Tel.: + 49 (0) 36738 – 4 22 93
+ 49 (0) 36738 – 4 47 26
Fax.: + 49 (0) 36738 – 4 47 25

Internet: www.medizintechnik-sattler.de
E-Mail: kontakt@medizintechnik-sattler.de



Medizintechnik Sattler GmbH
Innovationen für die Chirurgie



WHS SATTLER - CHIRURGIE


Struma/Carotis

Systembeschreibung Wundhakensystem Sattler

» Struma/Carotis

Neben den bewährten Systemen hat unser Team von Medizintechnik Sattler GmbH ein Wundhakensystem für Struma/Carotis Operationen entwickelt. Durch den modularen Aufbau ist diese Variante eine ideale Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen (Rochard-Thorax, Abdominal, Proktologie). Auf Grund von innovativen Elementen, welche optimal auf die spezifischen OP-Bedingungen abgestimmt sind, hat der Operateur stets absolute Bewegungsfreiheit und eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten bei optimaler Unterstützung durch das System. Dies ist insbesondere durch intelligente Gelenksysteme, Kugelelemente und Schnellspanntechnik einfach und schnell möglich. Bewährte Qualität „Made in Germany“ ist ein weiteres Merkmal höchster Instrumentenkunst. Das Profil des Sattler Systems für Struma/Carotis runden Flexibilität und Effizienz ab. Haben Sie spezielle Fragen hierzu? Wir beantworten sie Ihnen gern. Außerdem kann Medizintechnik Sattler GmbH als Hersteller jederzeit auf Ihre individuellen Wünsche eingehen.

Überzeugen Sie sich und nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen und unverbindlichen Leihstellung. Selbstverständlich wird Ihnen ein Experte während des Einsatzes mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Tischklemme

Art.-Nr.	Beschreibung
01100-51	Tischklemme Struma/Carotis inkl. 1 Spannklemme 25/14,



Verbindungsarm

Art.-Nr.	Beschreibung
01115-16	Verbindungsarm Struma/Carotis/Axilla mit Kugelgelenk und 2 x Schnellspannklemme 8/8



Aufnahmearm

Art.-Nr.	Beschreibung
01120-16	Aufnahmearme mit Gelenk modifiziert für Struma



Schnellspannklemme

Art.-Nr.	Beschreibung
01130-16	Schnellspannklemme 8/8



Wundhaken n. Fritsch/Roux*

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0101	25	25
0102	50	40
0108	20	20
0109	30	20

**Wundhaken n. Langenbeck***

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0201	20	50
0218	10	40
0219	10	50
0220	10	60
0221	20	40
0222	20	60

**Wundhaken n. Richardson***

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0329	21	25
0330	29	30
0331	38	37
0332	23	46
0333	10	24
0334	10	30
0335	10	45
0336	22	35

**Wundhaken n. Volkmann***

Art.-Nr.	Zinken	Variante
1400	3-Zinker	stumpf
1401	3-Zinker	halbscharf
1402	3-Zinker	scharf
1403	4-Zinker	stumpf
1404	4-Zinker	halbscharf
1405	4-Zinker	scharf

**Wundhaken n. Deaver***

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0418	10	40
0419	10	60
0421	20	60

* Diese Wundhaken sind auch mit Gelenk und Zugentlastung verfügbar.

Made in Germany

Schneller Aufbau < 2 min

Innovative, patientenschonende Komponenten